



MAXIBOARD | La genouillère Pour stabulation libre

Support en caoutchouc robuste et flexible.

Des examens le prouvent : à la prairie, 20% des animaux étendent leurs pattes antérieures vers l'avant (Pelzer et autres, 2007)

Complète les équipements de réglage de la logette de façon idéale.

Permet différentes positions de couchage naturel.

Idéales pour les tapis de 3 cm d'épaisseur : tapis et maxiBOARD sont fixés en même temps.


S'adapte à toutes les largeurs de logettes.



Caractéristiques



7 fixations



www.agriestelevage.fr



DONNÉES TECHNIQUES

Accessoires




Planche en PVC

Pour ajuster la hauteur de la genouillère

Pour les tapis de 6 cm d'épaisseur

Vis en 10 x 135 mm

Options

Genouillères

Ergoboard

Genouillères élastiques en caoutchouc



Découvrez la fiche produit dédiée.

Merci d'observer les prescriptions KRAIBURG lors de la pose, de l'entretien ou de l'utilisation des tapis caoutchouc, disponibles sur simple demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.

	Dimensions
Longueur de la genouillère	175 cm
Hauteur	env. 11 cm
Largeur/profondeur	env. 13 cm
Montage	7 fixations par pièces



Selon les dimensions des logettes à équiper de genouillères, le technicien préconisera soit l'Ergoboard, soit la Maxiboard. Ceci afin de garantir une application optimale des produits Kraiburg pour le meilleur confort de votre élevage.

www.agriestelevage.fr

AGRIEST - Z.A. de la Maze - FR - 70360 SCEY SUR SAONE
TEL. : + 33 (0)3 84 92 76 76 - Mail : contact@agriestelevage.fr